

# FRONTOFOMETRE MANUEL : MODELE SWAN

SOCI  
MED

CE



ISO  
9001



ISO  
13485



## CARACTERISTIQUES DU FRONTOFOMETRE MANUEL DISTRIBUE PAR SOCIMED

COMPOSANTES OPTIQUES	
Etendue de mesure	$\pm 25\text{mm}$ Etendue minimale : $\pm 0.05\text{ mm}$
Axe de la lentille cylindrique	0 à 180° ( par incréments de 1 $\Delta$ )
Prisme	Modèle A : 0 à 5 $\Delta$ (par in créments de 1 $\Delta$ ) Modèle B : (avec prisme compensateur) 0 à 20 $\Delta$ (par incrément de 1 $\Delta$ )
Angle de base du prisme	0 à 180° (par incrément de 1 $\Delta$ ) 180° à 360° (par incrément de 5 $\Delta$ )
Ajustement oculaire	0 à $\pm 0,5\text{D}$
Taille de la lentille	$\varnothing 16$ à 80 mm

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)

# FRONTOFOMETRE MANUEL : MODELE SWAN

SOCI  
MED

CE



ISO  
9001



ISO  
13485

## AUTRES INFORMATIONS

Dimensions	280 x 150 x 450 mm
Poids	Modèle A : 4,9 kilos Modèle B : (prisme de compensation intégré) 5 kilos
Voltage	AC 110 – 220 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Consommation d'énergie	15 W

*Leader de la distribution du matériel médical*

SOCI  
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)