

# LAMPE A FENTE PORTABLE, MODELE YZ2

SOCI  
MED

CE



ISO  
9001

ISO  
13485



La lampe à fente portable, modèle YZ2 distribuée par SOCIMED est une machine électrique d'intégration de la lumière : elle est petite simple et facile à utiliser ce qui convient aux exigences des examens cliniques pratiqués par les médecins

## FICHE DETAILLEE DE LA LAMPE A FENTE PORTABLE, MODELE YZ2.

### ➤ CARACTERISTIQUES

Cette lampe à fente est portable, compacte et très facile à utiliser.

*Leader de la distribution du matériel médical*

SOCI  
MED

SOCI  
MED

10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)

# LAMPE A FENTE PORTABLE, MODELE YZ2

SOCI  
MED

CE



ISO  
9001



ISO  
13485

## ➤ SPECIFICATIONS

<b>GROSSISSEMENT</b>	<b>5X</b>
<b>LARGEUR DE LA FENTE</b>	<b>0,5 ×5mm~ Φ 5mm réglable</b>
<b>DISTANCE DE TRAVAIL</b>	<b>50mm</b>
<b>ILLUMINATION MAXIMALE</b>	<b>≥ 15000 Lx</b>
<b>ILLUMINATION SOURCE</b>	<b>Ampoule halogène 6V/5W</b>
<b>TENSION D ENTREE</b>	<b>AC220V ± 22 V; AC110V ± 11 V</b>
<b>PUISSANCE</b>	<b>6 V A</b>
<b>NORME DE SECURITE ELECTRIQUE</b>	<b>GB9706.1 - 1995 Classe II , Type B</b>

*Leader de la distribution du matériel médical*

SOCI  
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)