

LAMPE A FENTE, MODELE YZ5F

La lampe à fente, modèle YZ5F distribuée par SOCIMED possède d'excellentes performances optiques elle peut également être connectée avec une interface internationale standard.

FICHE DETAILLEE DE LA LAMPE A FENTE, MODELE YZ5F.



➤ CARACTERISTIQUES :

- Le microscope stéréoscopique convergent fournit des images plus claires
- Les optiques Schott importés d'Allemagne réduisent la distorsion optique de l'image et augmentent la clarté et la profondeur du champ de vision.
- Toutes les lentilles sont traitées pour résister à : l'humidité, la moisissure et aux reflets de la lumière.
- Trois étapes de grossissement (10x, 16x et 25.6x) pouvant être modifiés par le levier, des oculaires 10x et 16x sont disponibles.
- Toutes les articulations peuvent être connectées par des accessoires avec les normes internationales



LAMPE A FENTE, MODELE YZ5F

➤ SPECIFICATIONS

TYPE DE MICROSCOPE	Microscope stereoscope convergent
GROSSISSEMENT DE L OBJECTIF	Deux étapes de grossissements
OCULAIRE	10x et 16x
GROSSISSEMENT (champ de vision)	10x (φ 18 mm), 16x (φ 14.5 mm) 16x (φ 11,25 mm), 25.6x (φ 9 mm)
DISTANCE PUPILLAIRE	Oculaire 10x 55 mm ~ 82 mm Oculaire 16x 51 mm ~ 78 mm
AJUSTEMENT DIOPTRIQUE	10x oculaire ± 8D 16x oculaire ± 10D
LARGEUR DE LA FENTE	0 mm ~ 9 mm réglable (la fente est ronde lorsque la largeur de la fente est de 9 mm)
HAUTEUR DE LA FENTE	1 mm ~ 8 mm réglable
ANGLE DE LA FENTE	0 ° ~ 180 ° réglable
INCLINAISON DE LA FENTE	5 ° , 10 ° , 15 ° , 20 ° , quatre étapes réglables
DIAMETRE D OUVERTURE	φ 9 mm, φ 8 mm, φ 5 mm , φ 3 mm , φ 2 mm , φ 1 mm , φ 0,2 mm
FILTRE	Absorption de la chaleur, gris , Redfree , bleu cobalt
ECLAIRAGE AMPOULE	12V/30W, Ampoule halogène
TENSION D ENTREE	AC 220V ± 22 V, AC 110V ± 11 V
NORME DE SECURITE ELECTRIQUE	Conforme à la norme: IEC601-1, classe I, type B
VOLUME D EMBALLAGE	720 mm x 495 mm x 480 mm
POIDS TOTAL	24 Kg
ACCESSOIRES EN OPTION	type R, type T tonomètre à aplanation, de mesure oculaire , Trièdre objectif, gonioscope, Funduscope, objectif asphérique

