

LAMPE A FENTE, MODELE YZ5F1

La lampe à fente, modèle YZ5F1 distribuée par SOCIMED est le produit dominant sur le marché ceci grâce a ses excellentes performances et a sa haute qualité.



FICHE DETAILLEE DE LA LAMPE A FENTE MODELE YZ5F1.

➤ CARACTERISTIQUES :

- Les optiques Schott importés d'Allemagne réduisent la distorsion optique de l'image et augmentent la clarté et la profondeur du champ de vision.
- Toutes les lentilles optiques sont protégées contre : l'humidité, les moisissures et la réflexion de la lumière
- Excellente performance optique et utilisation à long durée.
- Cinq étapes de grossissement de l'oculaire. La veine Sclérotique a pu être observée dans le grossissement 40x
- Toutes les articulations peuvent être connectées par des accessoires avec les normes Internationales.



LAMPE A FENTE, MODELE YZ5F1

➤ SPECIFICATIONS :

TYPE DE MICROSCOPE	Microscope stéréoscopique galiléen
GROSSISSEMENT DE L OBJECTIF	5 étapes de grossissement
OCULAIRE	12.5x
GROSSISSEMENTS (CHAMP DE VISION)	6x (ϕ 33mm), 10x (ϕ 22,5 mm), 16x (ϕ 14mm), 25x (ϕ 8,8 mm), 40x (ϕ 5,5 mm)
DISTANCE PUPILLAIRE	55 mm à 75 mm
AJUSTEMENT DIOPTRIQUE	- 5D ~ 3 D
LARGEUR DE LA FENTE	0mm ~ 9mm réglable (fente est ronde lorsque la largeur de limon est 9mm)
HAUTEUR DE LA FENTE	1mm ~ 8mm réglable
ANGLE DE LA FENTE	0° -180° réglable
INCLINAISON DE LA FENTE	5° , 10° , 15° , 20° , quatre étapes réglables
DIAMETRE SPOT LIGHT	ϕ 9mm , ϕ 8mm , ϕ 5mm , ϕ 3mm , ϕ 2mm , ϕ 1mm , ϕ 0,2 mm
FILTRE	Absorption de chaleur, gris, Redfree , bleu cobalt
ECLAIRAGE AMPOULE	12V/30W Ampoule halogène
TENSION D ENTREE	AC220V \pm 22 V, AC110V \pm 11 V
NORME DE SECURITE ELECTRIQUE	Conforme à la norme: IEC601-1, classe I, type B
VOLUME D EMBALLAGE	720mm x495mm x480mm
POIDS TOTAL	24kilos
ACCESSOIRES EN OPTION	R type , TypeT tonomètre à aplanation , mesure oculaire , objectif Trièdre ,gonioscope , Funduscope , objectif asphérique , Tube d enseignement

