

LAMPE A FENTE, MODELE YZ5J



La lampe à fente YZ5J distribuée par SOCIMED est un nouveau produit facile à utiliser et à prix moyen.

FICHE DETAILLEE DE LA LAMPE A FENTE, MODELE YZ5J.

➤ CARACTERISTIQUES :

- Le grossissement se fait en deux étapes : 10x et 16x.
- Toutes les lentilles optiques sont traitées contre : l'humidité, la moisissure et les reflets de la lumière.
- En plus d'être pratique et compacte, il dispose d'excellentes performances optiques



LAMPE A FENTE, MODELE YZ5J

➤ SPECIFICATIONS

TYPE DE MICROSCOPE	Microscope stéréoscope convergent
GROSSISSEMENT DE L'OBJECTIF	2 étapes de grossissement
OCULAIRE	10x
GROSSISSEMENT (champ de vision)	10x (φ 18 mm), 16x (φ 14.5 mm)
DISTANCE PUPILLAIRE	55 mm à 82 mm
REGLAGE DIOPTRIQUE	± 6D
LARGEUR DE LA FENTE	0 mm ~ 9 mm réglable (la fente est ronde lorsque la largeur de la fente est de 9 mm)
HAUTEUR DE LA FENTE	1 mm ~ 8 mm réglable
DIAMETRE D'OUVERTURE	φ 9 mm , φ 8 mm , φ 5 mm , φ 3 mm , φ 2 mm , φ 1 mm , φ 0,2 mm
ANGLE DE LA FENTE	0 ° ~ 180 ° réglables
INCLINAISON DE LA FENTE	5 ° , 10 ° , 15 ° , 20 ° , quatre étapes réglables
FILTRE	Absorption de chaleur, gris , Redfree , bleu cobalt
ECLAIRAGE AMPOULE	12V/30W, ampoule halogène
TENSION D'ENTREE	AC220V ± 22 V; AC110V ± 11 V
NORME DE SECURITE ELECTRIQUE	Conforme à la norme IEC601-1 classe1 type B
VOLUME D'EMBALLAGE	720 mm ' 495 mm x 480 mm
POIDS TOTAL	23 Kg
ACCESSOIRES EN OPTION	type R, type T tonomètre à aplanation, objectif Trièdre, gonioscope, funduscope, objectif sphérique

