

LAMPE A FENTE, MODELE YZ5X

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

Leader de la distribution du matériel médical



**SOCI
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE, MODELE YZ5X

SOCI
MED



La lampe à fente, modèle YZ5X distribuée par SOCIMED est un produit simple, fiable avec un prix moyen.

FICHE DETAILLEE DE LA LAMPE A FENTE, MODELE YZ5X.

CARACTERISTIQUES

- Microscope stéréoscopique avec convergence avancée.
- Son ouverture de 14 mm offre un champ de vue plus large et plus claire.
- Sa structure compacte et flexible garantie une utilisation pratique.

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE, MODELE YZ5X



➤ CARACTERISTIQUES :

Type de microscope	Stéréoscope convergentes
GROSSISSEMENT(objectif)	Deux étapes de grossissements
OCULAIRE	10x
GROSSISSEMENT (Champ de vision)	10x (φ18mm), 16x (φ14.5mm)
DISTANCE PUPILLAIRE	55mm~82mm
REGLAGE DIOPTRIQUE	± 6D
LARGEUR DE LA FENTE	0mm~14mm réglable (fente circulaire lorsque la largeur de la fente est DE 14mm)
HAUTEUR DE LA FENTE	1mm~14mm réglable
ANGLE DE LA FENTE	0 ° ~ 180 ° réglables
DIAMETRE D OUVERTURE	Ø14mm, Ø9mm, Ø5.5mm, Ø0.3mm
INCLINAISON DE LA FENTE	Aucune
FILTRE	Absorption de chaleur, Redfree, bleu cobalt

Leader de la distribution du matériel médical



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE, MODELE YZ5X

SOCI
MED



ISO
9001



ISO
13485

ECLAIRAGE AMPOULE	6V20W Ampoule halogène
TENSION D ENTREE	AC220V $\pm$ 22 V ; AC110V $\pm$ 11 V
NORME DE SECURITE	Conforme à la norme IEC601-1 , classe I, type B
POIDS TOTAL	23 kg
VOLUME D EMBALLAGE	720mm»495mm»480mm
ACCESSOIRES EN OPTION	Tonomètre, lentille Trièdre, gonioscope , Funduscope , objectif asphérique

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com