

LAMPE A FENTE NUMERIQUE MODELE G300-H

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

La lampe à fente numérique G300-H commercialisée par SOCIMED est un appareil d'ophtalmologie de qualité supérieure qui présente des particularités avantageuses pour tout usager, tels que :

- Une mise au point électrique.
- Un système de caméra numérique intégrée permettant d'examiner et d'enregistrer l'œil du patient en temps réel avec une précision d'affichage haut définition (allant jusqu'à 5MP).
- Une caméra numérique intégrant des fonctions d'exposition automatique, gain automatique, et balance des blancs automatique.
- Des logiciels inclus (aux mises jour régulières) offrent 4 niveaux de grossissement numérique supplémentaires, ainsi qu'une fonction de grossissement numérique partiel ciblé, pratique lors d'analyses détaillées.
- Microscope professionnel de type galiléen classique à optiques convergentes, tube binoculaire et angle stéréo de 13°
- Un grossissement optique de 5 paliers, à tambour rotatif.
- Une excellente évolutivité et compatibilité avec tonomètre à aplanation, caméra numérique, CCD, et tube de co-observation.
- Une ampoule halogène de fabrication allemande 6V/20W permettant un éclairage optimal et assurant la sécurité du patient.



Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE NUMERIQUE MODELE 6300-H

SOCI
MED



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA LAMPE A FENTE NUMERIQUE 6300-H DE DISTRIBUEE PAR SOCIMED

MICROSCOPE	
Rapport de grossissement	6x, 10x, 16x, 25x, 40x (à tambour rotatif)
Oculaires	12,5x
Distance entre pupilles	55 à 78,5 mm
Réglage de dioptrie	-6D à +6D
ECLAIRAGE	
Largeur de la fente	0 à 14 mm (forme circulaire) continu
Hauteur de la fente	1 à 14 mm (forme circulaire) continu
Diamètre de l'ouverture	14/ 10 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm
Angle de la fente	0 à 180° (capacité de balayage horizontal)
Filtre optique	Absorption thermique redfree (vert), bleu cobalt, gris
Inclinaison de la fente	5°, 10°, 15°, 20°
Ampoule d'éclairage	halogène, 6v / 20w
ALIMENTATION	
Voltage	100 – 240V AC
Fréquence	50 – 60 Hz

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE NUMERIQUE MODELE G300-H

SOCI
MED

CE



Consommation d'énergie	30W	
ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Diviseur de faisceau numérique		
Adaptateur de caméra numérique		
CCD " 1/3" (Panasonic WV-CP280)		
Adaptateur CCD		
CAMERA NUMERIQUE		
Résolution de caméra	5MP, 1/2.5 pouces, haute vitesse et haute définition, à résolution 2592 x 1936.	
Résolution photo et vidéo	Résolution 1920 x 960 (haute définition), (1296 x 960 et 1280 x 720 disponibles), vidéo 25 fps (images par seconde)	
Formats photo et vidéo	Photo : JPEG AVI(MPEG), MPEG4 via USB e câble internet	vidéo : transmission
Mise au point	Automatique ou manuelle progressive	
Mode d'exposition	Exposition automatique, gain automatique, balance des blancs automatique	

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE NUMERIQUE MODELE G300-H

SOCI
MED

CE



SPECIFICITES TECHNIQUES REQUISES

Matériel	CPU 2GHz ou plus RAM 1024MB ou plus Résolution d'écran 1280 x 1024 (Moniteur 17-pouces ou plus recommandé) Carte graphique ATI ou NVIDIA Imprimante-couleur format A4 recommandée (B4, B5, A5 disponibles)
Logiciel	Système opérationnel : WIN XP/7 Carte graphique : qualité de la couleur : 24 octets.
AUTRES INFORMATIONS	
Dimensions	770 x 470 x 570
poids	25 kilos



Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com