

MONTURES POUR LUNETTES D'ESSAI MODELE PANDA

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MONTURES POUR LUNETTES D'ESSAI MODELE PANDA DISTRIBUEES PAR SOCIMED

Matériel	construction métallique (léger, à répartition optimale du poids)
Distance inter-pupillaire	48 à 80 mm. (à incrément minimal de 1 mm.)
Rotation permise autour de l'axe optique de monture interne	360°
Quantité de lentilles insérables simultanément	4 (par oeil)
Diamètre interne du support de lentille	Ø 32.5 mm.
Non-parallélisme entre l'axe optique de la lentille et le centre géométrique de la monture	$\leq 2.5^\circ$

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED

SOCIMED

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

MONTURES POUR LUNETTES D'ESSAI MODELE PANDA

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

Désalignement entre centre optique de la lentille et centre géométrique de la monture	$\leq 0.5\text{mm}$
Déplacement de la lentille à la position du centre géométrique	$\leq 0.3\text{ mm}$
Écart d'ajustement entre support latéraux	98 à 135 mm. (distance maximale de 200 mm.)
Ajustement du support nasal	Écart horizontal : 0 à 14 mm. Angle de rotation du support gauche, droit : 0° à 30°
Format	compatibilité enfants/adultes



Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED

**SOCI
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com