

# TABLE A INSTRUMENTS, MODELE TOPO

SOCI  
MED

CE



*Leader de la distribution du matériel médical*



## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA TABLE A INSTRUMENTS, MODELE TOPO.

<b>Hauteur</b>	<b>640 x 860 mm. ajustable</b>
<b>Bruit</b>	<b>&lt;55 dB.</b>
<b>Poids</b>	<b>25 Kg</b>
<b>Charge maximale</b>	<b>50 Kg</b>
<b>Format du dessus de table</b>	<b>40 x 60 cm.</b>
<b>Format du dessous de table</b>	<b>45 x 52 cm.</b>
<b>Base</b>	<b>Métallique, au design durable</b>

**SOCI  
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)