

# Ophtalmomètre de type Javal, modèle YZ38



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPHTALMOMETRE DE TYPE JAVAL

L'Ophtalmomètre **YZ38** distribué par **SOCIMED** est utilisé pour la mesure de la Dioptrie à la surface de la cornée et, l'axe et la dioptrie de l'astigmatisme cornéen. Enfin, il sert aussi à mesurer la dioptrie des objectifs d'implantation assisté par ultrasonique A.

Echelle de mesure	Rayon de courbure	5.5—11mm
	Dipotrie	30—60D
Division minimale	Rayon	0.02mm
	Dipotrie	0.25D
Zone de surface minimale requise pour la mesure	r=5.5mm	φ1.65mm
	r=7.5mm	φ2.36mm
	r=11mm	φ3.36mm

