

# REFRACTEUR MODELE VISTA

SOCI  
MED

CE



ISO  
9001



ISO  
13485



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU REFRACTEUR MODELE VISTA DISTRIBUE PAR SOCIMED

COMPOSANTES OPTIQUES	
Sphère (SPH)	19.00D à +16.75D (par incréments de 0.25D) (lorsque lentilles auxiliaires $\pm 0.12D$ sont utilisées) (ou -29.00D à +26.75D (par incréments de 0.12D) (lorsque lentilles optionnelles $\pm 10D$ sont utilisées))
Puissance cylindrique (CYL)	0 à -6D (par incréments de 0.12/0.25D) (lorsque lentilles auxiliaires $\pm 0.12D$ sont utilisées); (0 à -8D (par incréments de 0.12/0.25D) (lorsque lentilles optionnelles -2.00D sont utilisées)

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)

Leader de la distribution du matériel médical

# REFRACTEUR MODELE VISTA

SOCI  
MED

CE



Axe du cylindre (AX)	0° à 180° (par incrément de 5°)
Cylindre-croisé	± 0.25D, type renversé (AX synchronisé) ± 0.50D (optionnel)
Filtres optiques	rouges, verts, polarisés, Maddox verticales, Maddox horizontales, cylindre croisé fixe ±0.50D
<b>CONVERGENCE</b>	
Prisme rotatif	0 à 20Δ (par incréments de 1Δ)
Réglage de convergence	> 400 mm. (les axes optiques des lentilles sont alignés à une distance de 400 mm. des vertexes des cornées)
Ajustement interpupillaire (PD)	57 à 80 mm. (par incréments de 1 mm.)
Distance Vertex (VD)	13.75 mm.
Champ de vue effectif	19 mm.
<b>AUTRES INFORMATIONS</b>	
Ajustement du support frontal	±16 mm. (avant-arrière)
Dimensions	338 x 320 x 96 mm.
Poids	5 kilos.

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)