


Verre de montre (bord rebrûlé), lot de 10 pièces.

Réf. : SOC-40010004



Description du Verre de montre (bord rebrûlé), lot de 10 pièces :

Le **Verre de montre (bord rebrûlé), lot de 10 pièces** est un **équipement de laboratoire**, de forme concave, en verre, dont les bords ont été ramollis à la flamme pour en supprimer les parties coupantes. On l'utilise principalement pour **couvrir un bécher**, pour **évaporer un liquide**, pour **effectuer certaines réactions d'identification** ou pour **peser une quantité de matière** (généralement sous forme solide).

- Les propriétés de ce **Verre de montre (bord rebrûlé), lot de 10 pièces** sont conformes aux prescriptions de la norme DIN 12341.
- Ce **Verre de montre (bord rebrûlé), lot de 10 pièces** est disponible sur **SOCMED** en différents diamètres : 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm.
- Conditionnement minimum de vente : lot de 10 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration