

Panier porte-pipettes avec anse

Réf. SOC-219



- Panier porte-pipettes avec anse;
- Résout le problème du lavage des pipettes dans les meilleures conditions de rapidité et de sécurité, particulièrement dans les laboratoires où sont manipulés des produits radio-actifs caustiques, toxiques ;
- Système de vidange par siphonage;
- Tuyau non fourni ;

*Caractéristiques techniques des paniers porte-pipettes avec anse :

- Hauteur totale: 650 mm;
- Hauteur panier : 650 mm
- Diamètre: 130 mm;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration