

Porte-pipettes circulaire, base ronde

Réf. SOC-BPPC



Porte-pipettes circulaire, base ronde :

- En polypropylène;
- 18 emplacements pour pipettes de $\text{Ø} < 10 \text{ mm}$;
- 10 emplacements pour pipettes de $\text{Ø} < 15 \text{ mm}$;
- Base avec trous de drainage;
- Adaptable sur un porte-pipettes circulaire, base ronde avec tige de support.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration