

Plaque chauffante numérique LED, HP550-S

Réf. SOC-DGL-151050



Caractéristiques du HP550-S :

- L'écran LED affiche les températures cible et réelle
- La température peut aller jusqu'à 550°C
- Séparer les circuits de sécurité avec la température de sécurité fixe de 580°C
- Le capteur de température externe PT1000 disponible. La précision du contrôle est de + ou - 0,5°C
- Une alerte indique sur l'écran HOT pour prévenir les brûlures, même lorsqu'il est éteint



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration