

Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L (90 poches de 200 ml ou 65 poches de 400 ml)

Réf.: SOC-XC-280L



Description du Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L (90 poches de 200 ml ou 65 poches de 400 ml):

Le Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L est destiné au stockage des poches de sang total ou de globules rouges dans une banque de sang. Il a une capacité réelle de 280 litres et peut contenir 90 poches de 200 ml ou 65 poches de 400 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Réglage précis de température du Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L:

- * Système de contrôle de température commandé par microprocesseur : combiné à quatre sondes de thermistance (deux sondes dans certains modèles), assure une température stable et précise $4\pm 1^{\circ}\text{C}$ de la chambre à une température ambiante comprise entre 16 à 32°C.
- * Le système de circulation à air forcé assure l'excellente uniformité de la température.
- * Commande automatique de température : Large écran à LCD pour affichage de température avec une précision de la commande de 1°C et une précision de l'affichage de 0.1°C.
- * L'affichage numérique Des températures supérieures et inférieures, facilite le contrôle exact de la température interne.
- * Systèmes d'alarme parfaits, qui fournissent de nombreuses fonctions d'alarme audible/visuelle en cas de: température élevée ou basse, anomalie de sonde, porte entrebâillée, panne de courant...etc. Afin d'assurer la sûreté du stockage.

Conception facile à utiliser du Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L :

- * La partie externe est faite en acier structural de haute qualité, et peinte au moyen d'une technologie avancée de revêtement ceci après traitement d'anticorrosion au phosphore.
- * Le lustre superficiel est doux.
- * La porte en triple-carreau de verre isolée de gaz inerte, équipée d'une serrure spéciale à système de verrouillage automatique, peut fournir l'option de chauffage pour le retrait,... et condensation lors des applications en milieu humide.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- * Appareil supporté par quatre roulettes.
- * L'éclairage intérieur fluorescent fournit une vue claire des articles stockés.
- * Tiroirs faits d'acier inoxydable de haute qualité où les étagères réglables facilitent l'accès au stock et le nettoyage.
- * Protection de batterie et enregistreur de température facultatifs.
- * Panier facultatif.

Système refroidisseur du Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L:

- * Fameux compresseur de marque importée, haute performance, silencieux et conservateur d'énergie.
- * Le condenseur à air de haute efficacité et l'évaporateur à ailettes fournissent une excellente réfrigération.

Caractéristiques techniques du Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L:

- * Modèle: XC-280L.
- * Capacité réelle: 280 L.
- * Nombre de poches: Peut contenir 90 poches de 200 ml ou 65 poches de 400 ml.
- * Température interne: $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.
- * Dimensions extérieures: 59,0 cm (profondeur) x 60,3 cm (Largeur) x 172,8 cm (hauteur).
- * Poids(Kg): 120 Kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration