

Centrifugeur manuel (à main)
Réf. HET-H1011



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Centrifugeur manuelle (à main) :

- Il permet la fixation en bord de table grâce à un étau incorporé
- Le centrifugeur a un boîtier robuste,
- Un système d'entraînement auto lubrifiant
- Et est sans entretien

Caractéristiques du Centrifugeur à main :

- vitesse maximum : 3000 tr/min - 1300 g
- dimensions / poids : 250 x 140 x 120 mm / 0,9 kg
- Rotor conique : 15 ml fond conique 3000 tr / min, 1300 g
- Rotor rond : 15 ml fond rond à ~ 17 mm h : 125 mm, 3000 tr / min, 1076 g



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration