

## Centrifugeuse de table (paillasse) Modèle CH80 Réf. SOC-0412-2(CH80-2)



### Centrifugeuse de table (paillasse) Modèle CH80

- Minuterie 0 - 99 min.
- Vitesse max. (tr/min): 4000
- Accélération max. (g): 2130
- Capacité max. (ml): 20 ml x 12
- Taille mémoire permanente: 5 programmes personnalisés, accès direct Température: 45°C
- Dimensions (H x L x P) mm: 28.3 x 33.5 x 26.5
- Poids (kg): 13
- Puissance moyenne/max.(W): 45W



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration