

## Centrifugeuse de table basse, grande vitesse et grande capacité, Modèle TDL-40B-B

Réf. SOC-251072



- Le modèle TDL-40B-B est entraîné par un moteur à conversion de fréquence.
- Contrôlé par microprocesseur, affichage LCD, panneau de contrôle tactile, la chambre centrifuge et le rotor centrifuge sont tous en acier inoxydable. Le verrouillage du couvercle et le verrouillage électronique de la porte sont pour une utilisation plus sécurisée. Les paramètres peuvent être révisés librement pendant un cycle. Le temps et la vitesse peuvent être affichés selon que les boutons y correspondant sont affichés.
- Elle peut être utilisée à la banque de sang, pour la médecine, la biochimie, les tests cliniques, et la séparation des particules de sérum sanguin, le plasma et carbamide.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Caractéristiques des modèles TDL-40B-B

Moteur	Moteur à fréquence de conversion
Vitesse max	4 000 tr/min
RCF max	3 400 xg
Capacité maximale	4 x 100 ml
Précision de la vitesse	+ ou - 100 tr/min
Intervalle de temps	0 - 99 min
Bruit	> ou = 68 dB
Alimentation	2 640 W
Dimensions	510 x 470 x 440 (L x W xH) mm
Poids	35 Kg

## Paramètres techniques des rotors

Nom	Modèle	Vitesse maximale	RCF maximal	Capacité
Rotation	XTS04-7	4 000 tr/min	3 100 xg	4 x 100 ml
Support		4 000 tr/min	3 100 xg	4 x 50 ml
Support		4 000 tr/min	3 100 xg	16 x 15 ml
Support		4 000 tr/min	3 100 xg	8 x 50 ml

Avec des rotors de pivotement et micro plaques rotors.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration