

Centrifugeuse à Microhématocrites Réf. SOC-SH120-1



Description:

- Centrifugeuse à Microhématocrite
- Centrifugeuse à rotor horizontal
- Temps de démarrage: moins de 1min
- Temps de freinage: moins de 2min
- Plage de temps: 0-10min

Spécifications Techniques :

- Alimentation: 220V±10% 50Hz 2A
- Vitesse maximale: 12000R/Min
- Max.RCF 15300xg
- Power Input: 230W
- Power output: 100W
- Capacité: 24PCS CAPILLAIRE Dia.1.5MM
- Poids: 12.5kg
- Dimension : 27x31x28
- Régulation: (11000r/min, 12000r/min)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration