

Centrifugeuse de laboratoire à basse vitesse pour PRP, Modèle TD4C

Réf. SOC-TD4C



Description de la centrifugeuse de laboratoire à basse vitesse pour PRP, Modèle TD4C

- Pilotée par un moteur sans balai et sans entretien nécessaire
- Contrôlé par micro-ordinateur avec un panneau tactile et affichage LED, facile à utiliser, fermeture électronique de la porte et protection contre les excès de vitesse
- Corps en acier, chambre centrifuge en acier inoxydable, résistant à la corrosion pour une utilisation sécurisée et un nettoyage facile.
- Paramétrage arbitraire de la vitesse et du temps. Facile d'usage
- Equilibre visuel, sans équilibrage et équilibre automatique. Convient au laboratoire de chimie et au laboratoire clinique de l'hôpital.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Effets de l'injection PRP

- **Puissant anti-ride** : PRP est riche d'une douzaine de facteurs de croissance qui, après injection du derme superficiel, peut stimuler une importante quantité de collagène, de fibres élastiques, de gommes et autres productions, afin d'atteindre sa fonction de puissant anti-ride.
- **Maîtriser la perte de tissus** : Lorsque le PRP est injecté dans la peau, le facteur de croissance fort va favoriser la régénération des tissus tels que : les cicatrices creuses, les pertes de tissus avec effets importants, etc. Il est aussi utilisé pour l'augmentation des lèvres.
- **Pour les rides** (lignes) du cou et du front; les pieds de corbeau, les rides d'expression, les vergetures, le motif de croissance, les lignes fines autour des yeux, le motif du nez et les rides de la bouche : toutes ces rides communes, peuvent être efficacement effacées grâce à la rhytidectomie à injection PRP.
- **La rhytidectomie à injection PRP** peut traiter l'hyperpigmentation post-inflammatoire, le changement de pigments (pigmentation), le coup de soleil, la rosacée, le mélasme et l'acné.
- **Pour la peau pendante** du visage, des mains et du cou; la peau rugueuse, la peau terne, noire et jaune; la rhytidectomie à injection PRP peut les résoudre.
- **Protection de la peau sensible** : Le traitement continu au PRP, peut modifier le système de stress original de la peau, la rendre plus saine, plus énergétique et améliorer les allergies cutanées.

Spécificités

- Modèle : TD4C
- Vitesse maximale : 4000 tour/min.
- RCF Max. : 2150 xg
- Angle du rotor : 8 x 15 ml (tube)
- Moteur : Moteur DC sans balai
- Bruit : ≤55 dBA
- Intervalle de temps : 0 - 99 min
- Alimentation : AC 220V 50HZ 5A
- Dimension : 260 x 300 x 200 mm
- Alimentation : 220 V
- Poids : 7 kg 212.1g



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration