

Compteurs électroniques pour cellules à 15 touches, avec connexion PC

Réf. SOC-3450015PC



Compteurs électroniques pour le comptage et la mémorisation de la formule leucocytaire à l'analyse au microscope.

La numération traditionnelle des leucocytes exige une attention toute particulière et entrave, d'autant, les facultés de concentration requises pour la différenciation proprement dite.

Les compteurs électroniques facilitent le comptage des cellules sanguines. Les résultats sont entrés facilement, sans avoir à quitter des yeux l'image du microscope.

L'appareil est livré avec mode d'emploi.

Caractéristiques techniques :

- Touches : 15
- Mémoire : Jusqu'à 1000 max.
- Pour connexion au PC.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N