

## Compteur CELLTRAC Réf. SOC-CELLT



Compteur CELLTRAC à 12 touches pour comptabilisation des formules repérées par type cellulaire. Il est composé de 4 touches de sélection de mode opératoire, 1 touche correction et d'un affichage à cristaux liquides. Ce compteur manuel de cellule permet le comptage jusqu'à 999 éléments avec signal sonore tous les 100 éléments. Un témoin à l'écran de décharge des piles.

- Le Compteur CELLTRAC fonctionne sur pile 9 V ou sur secteur (adaptateur non fourni).

### Caractéristiques du Compteur CELLTRAC

- Dimensions (L x l x Ep): 200 x 90 x 26 mm.
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration