

Distillateur d'eau Réf. SOC-DISTILLATEUR



Il est conseillé d'utiliser pour vos autoclaves de table de classe B de l'eau distillée. Ce distillateur d'eau distribué par SOCIMED vous permet d'obtenir, par ébullition et condensation de la vapeur, de l'eau distillée.

Ce distillateur d'eau purifie de façon fiable votre eau de toutes substances nuisibles et vous garantit enfin la sécurité. Son fonctionnement identique au cycle naturel : évaporation – condensation – précipitation, vous délivre une eau pure et aussi douce que l'eau de pluie.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques Techniques

- Pour la production d'eau distillée au laboratoire
- Générateur d'eau distillée DRINK 100
- Tension: 220 V / 50 Hz
- Puissance: 750 W
- Production d'eau distillée: 1,5 Litres par Heure
- Capacité 4 Litres.
- Sécurité: Arrêt automatique
- Dimensions intérieures: Diamètre 180 x 200 mm
- Dimensions extérieures: 290 x 290 x 290 mm
- Poids: 3,5 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration