

Distillateurs d'eau, 8 L/H, Modèle 10DETA0080

Réf. **SOC-PB-DETA0080**



Caractéristiques des distillateurs d'eau, Modèle 10DETA0080

Distillateurs d'eau automatiques et production continue.

Réservoir d'eau intégré avec une capacité de 10 litres.

L'élément de refroidissement et l'élément de chauffage sont fabriqués en acier inoxydable.

Excellente qualité de distillation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Un dispositif de sécurité protège le distillateur d'eau en cas de panne d'alimentation en eau.

Toute cette gamme intègre un dispositif pour remplir un conteneur sans se soucier lorsque c'est terminé. Il coupe l'alimentation en eau et l'alimentation électrique pour éviter des dépenses inutiles en eau et en électricité.

Robinet de distribution de l'eau distillée.

Doté d'un support mural.

Restricteur de débit afin de limiter le débit de l'eau provenant du robinet optimisant ainsi le flux à un minimum nécessaire.

Nous recommandons l'utilisation du détergent liquide LITOPOL pour le nettoyage du verre.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

| Caractéristiques | 10DETA0080 |
|---|--------------------------|
| Capacité de distillation L/H | 8 |
| Consommation d'eau L/MIN | 0,9 |
| Conductivité à 20°C (µS/cm)* | 1,5 |
| Equipement, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm) | 593 x 710 x 340 |
| Emballage, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm) | 820 x 800 x 600 |
| Appareils de chauffage (W) | 2 x 3000 |
| Alimentation en électricité | 230 V - 50/60 Hz 26 A |
| Equipement, poids kg | 34 |
| Emballage, poids kg | 41 |



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration