

Hotte à filtration chimique Modèle H092Z

Réf. **SOC-H092Z**



Description de la Hotte à filtration chimique Modèle H092Z

Les **hottes chimiques Trionyx** permettent la manipulation des produits chimiques tout en protégeant la santé de l'opérateur et en préservant son environnement direct, qui pourraient être mis en danger à cause de l'émanation de vapeurs ou poudres nocives voire toxiques.

La conception de qualité de ces hottes et leurs performances (tests de filtration, tests de confinement, tests d'étanchéité et d'intégrité du filtre absolu), permet à cette gamme de **hotte à filtration** de répondre avec succès à la norme réglementation la plus exigeante actuellement en vigueur en matière de sécurité.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Équipements de série :

- 4 opercules pour passages alimentation et fluide
- Contrôleur de flux d'air
- Compteur horaire
- Prise d'échantillonnage
- Paroi arrière transparente

Accessoires complémentaires (voir produits liés) :

Les hottes sont livrées sans fond afin de pouvoir les poser sur une paillasse existante. Elles peuvent être complétées par les éléments suivants :

- bac de rétention + plan de travail en mélaminé
- bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté
- lumière
- table support



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration