

Microscope biologique binoculaire modèle : N-200M
Réf. SOC-N-200M



Microscope binoculaire modèle: N-200M :

- Tête: Binoculaire ;
- Option: monoculaire et tri oculaire
- Oculaires: WF 10X , WF 16X;
- Objectifs: 4X, 10X, 40X (S), 100X;
- Condenseur à champs lumineux,
- lampe halogène 6V 20W,
- luminosité ajustables.
- Option: illuminateur de KOHLER



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration