

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Réfrigérateur à
température basse,
Modèle HF208-U40

Réfrigérateur à température basse, Modèle HF208-U40

Réf. SOC-HF208-U40



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Description du Réfrigérateur à température basse

- Deux portes.
- Porte à deux couches.
- Quatre clayettes principales
- Spécification techniques du Réfrigérateur à température basse
 - Volume Total: 208 L
 - Température (°C): -10~-40
 - Largeur: 720 mm
 - Profondeur: 790 mm
 - Hauteur: 2000 mm
 - Poids: 158 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration