

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Réfrigérateur ultra
basse température

Réfrigérateur ultra-basse température, modèle HF300UM-UM
Réf. SOC-HF300-UM



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Description du Réfrigérateur à température basse

- Deux indicateurs de température et un indicateur de température de la zone ambiante.
- Porte à deux couches en verre transparent pour préserver de la chaleur.
- Quatre clayettes principales
- Cinq compartiments métalliques

Spécification techniques du Réfrigérateur à température basse

- Volume Total: 300 L
- Température (°C): 2~10
- Largeur: 705 mm
- Profondeur: 750 mm
- Hauteur: 1950 mm
- Poids: 125 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration