

## Lecteur de bandelette pour analyse d'urine, Modèle UA-66

Réf. MIN-UA-66



Le UA 66 est un analyseur de cytologie urinaire (analyseur automatique d'urine) appelé encore lecteur de bandelette pour analyse d'urine. Cet analyseur automatique d'urine est compact et offre une bonne rentabilité. Le lecteur de bandelette pour analyse d'urine est utilisé : Dans les petits laboratoires Les cliniques vétérinaires Les centres de recherche.

### Caractéristiques :

- Source de lumière froide avec luminosité élevée, longue durée de vie.
- Capteur de lumière innovant, haute sensibilité.
- Identification des résultats pathologiques.
- Capacité de stockage de 1 000 résultats de test.
- Imprimante thermique de série.
- Grand écran LCD.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration