

Cytomètre de flux (Compteur de CD4) CyFlow

Réf. SOC-CY-S-3022



Cytomètre de flux ou Compteur de CD4 CyFlow. Un comptage rapide et précis des CD4 et CD4% est l'atout majeur pour les soins et le traitement des patients, adultes comme enfants.

Les instruments CyFlow® innovants, compacts et portables distribués par SOCIMED permettent le comptage absolu des cellules pour le suivi des malades du sida. Ils sont précis et extrêmement peu coûteux. La technique CyFlow permet aux patients adultes et enfants de bénéficier du comptage absolu et de la mesure en pourcentage des CD4 (comptage absolu des CD4, lymphocytes et des globules blancs), et ce, au prix le plus bas possible par test.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- CyFlow Counter pour comptage CD4+, CD8+, CD3+ et CD4% (Pourcentage des CD4 vis-à-vis des lymphocytes totaux) Comprenant 1 kit de démarrage pour 300 tests.
- Instrument ultracompact, mobile et portable, totalement équipé.
- Solution dédiée fiable pour le comptage absolu des lymphocytes CD4+ et pour le calcul du pourcentage des CD4 parmi les lymphocytes totaux. Analyse de routine dans le cadre du suivi des patients adultes et enfants atteints du sida.
- Dimensions [mm]: L 325 x H 330 x D 265
- Poids: 9.7 kg
- Haute précision et stabilité des résultats.
- Système robuste.
- Analyse simple plateforme, Comptage volumétrique direct. (TVAC)
- Fonctionnement simplifié par accès direct au fonctions sur écran tactile : 8.4" TFT (SVGA)
- Alimentation: 100/240 V AC ou 12 V DC sur batteries.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration