

# Système d'immunoanalyse par chimiluminescence MAGLUMI 800

Réf. SOC-MAG800



#### Le principe de Luminescence :

- Chimiluminescence Flash Non-enzyme, réactifs de longue stabilité.
- Marquage ABEI, stable en solution acide et alcaline

# Les caractéristiques du réactif :

- Kit intégré, prêt à l'emploi, aucun prétraitement requis.
- Kit intégré inclus calibreurs.
- Nano particules super paramagnétiques.
- Etiquette RFID pour enregistrer tous les infos des réactifs.
- Etiquette RFID avec la courbe maitresse intégrée
- Un étalonnage en 2 points pour ajuster la courbe principale.
- Stabilité d'étalonnage : maximum 4 semaines.





Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France, Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663 RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N



Système d'immunoanalyse par chimiluminescence (CLIA), Modèle MAGLUMI 800

# Les caractéristiques principales :

- Cadence : jusqu'à 180 tests / heure
- 24 heures prêt à l'emploi
- Durée du premier résultat : 17 minutes
- Détection de caillot
- La détection du niveau de réactif
- Ratio optionnel pour la dilution des échantillons
- Dilution automatique d'échantillon à haute concentration
- Température de fonctionnement de 15 30 °C

Les modes de fonctionnement : Coup par coup, série d'urgence

## Le système de fonctionnement :

- Windows 7
- HP Compatible (Dual core CPU), écran tactile couleur.

## **Interconnexion:**

- Connexion à LIS passant par COM ou carte de réseau
- L'exploitation directe du système LIS pour tester.

## Le chargement d'échantillon :

- Jusqu'à 40 tubes d'échantillon.
- Chargement continu, position d'urgence
- Analyseur automatique numéroté
- Connection LIS
- Zone échantillon réfrigérée.

## Le chargement du réactif :

- 9 réactifs à bord.
- Chargement continu
- Puce RFID pour lire toutes les infos de réactifs.
- Zone réactif réfrigérée.

#### **Données techniques :**

- Dimensions: 102 (L) x 72 (P) x 56 (H) cm

- Poids : 73kg





Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration