

Système d'électrophorèse automatisé, Modèle MiniLITE

Réf. SOC-MiniLITE



Taille réduite pour l'automatisation en électrophorèse clinique.

Système automatique d'électrophorèse de taille réduite, super dans l'automatisation et la fiabilité.

- Entièrement automatisé : Automatisé de la gestion des réactifs à la numérisation rapide, adapté pour 4/8 échantillons.
- Polyvalent : Permet d'effectuer les techniques les plus répandues : Des protéines sériques, des lipoprotéines et des hémoglobines.
- Le logiciel complet prévoit la gestion des fichiers archivés (vétérinaire) et de nouveau programme de statistique.
- Membrane d'acétate de cellulose, matériel stable et support applicable.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration