

## Spectrophotomètre semi automatique Modèle BA 88

Réf. MIN-BA-88A



L'analyseur semi automatique de biochimie encore appelé spectrophotomètre Modèle BA-88 est équipé d'un logiciel simple et facile à utiliser. L'écran tactile de ce spectrophotomètre favorise une utilisation aisée en laboratoire. Cet analyseur semi automatique de biochimie est doté de deux ports USB permettant ainsi la connexion d'un clavier et d'une imprimante. Le Spectrophotomètre est garanti 2 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## **ANALYSEUR (automate) DE BIOCHIMIE ou SPECTROPHOTOMETRE Modèle BA-88.**

- Méthode de mesure: Point final, cinétique, taux initiaux.
- Calibration linéaire et non linéaire.
- 7 Filtres standards et 1 position libre.
- Economiseur de Lampe.
- Mémoire pour 48 programmes d'analyse, et possibilité de stocker 3000 résultats d'échantillons.
- Programmation jusqu'à 200 tests
- Système d'aspiration et cuvette
- Affichage de la réaction dans la cuve.
- Large écran LCD tactile
- Contrôle par microprocesseur
- Utilisation facile
- Protection de puissance perdue



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration