


## Chambre de culture LAB-TEK II, 4 puits

Réf. SOC-LABTEK4P



Chambre de culture LAB-TEK II, 4 puits;

- Chambre centrale amovible en polystyrène pour des configurations à 1, 2, 4, et 8 puits.
- Lame microscopique non fluorescente en verre (25 x 75 x 1,2 mm) avec bords rodés.
- Adhésif biocompatible.
- Chambre et couvercle en polystyrène.
- Bord de puits hydrophobe inerte imprimé sur la lame.
- Plage d'écriture.
- Traitées pour une fixation et une croissance excellentes des cellules.
- Séparateur de lame fourni dans chaque paquet.
- Stériles.
- Caractéristiques d'une chambre de culture LAB-TEK II, 4 puits:
  - Surface de culture: 1,7 cm<sup>2</sup> par puits.
  - Volume utile conseillé: 0,5 - 1,0 ml.
  - Présentation: Plateau de 8 chambres.
- Conditionnement minimum de vente d'une chambre de culture LAB-TEK II, 4 puits: 2 plateaux de 8 = 16.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration