

Paniers pour 36 boîtes de Ø : 90 de pétri, 90 mm

Réf. SOC-PTPILE90



Paniers de stockage, 36 boîtes de Ø 90;

- Pour boîtes de pétri: PETRIPILE;
- Paniers de stockage en inox pour stocker les boîtes de Pétri diamètre 90 ou 55 mm.
- Ce panier répond à la norme AFNOR NFV08-002 (12.95), relative au chargement des étuves.
- Pétripile® garantit un espacement de 25 mm sur toutes les dimensions par pile de 6 boîtes.
- Dimensions (H x l x L) du panier de stockage: 130 x 250 x 370 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration