

Raclettes pour culture cellulaire, longueur manche : 30 cm

Réf. SOC-RC30T



Raclettes pour culture cellulaire, longueur manche: 30 cm;

- Pour décrocher et/ou récolter les cellules.
- Tête pivotante permettant un accès à l'ensemble de la surface des flacons.
- Dimensions adaptées aux flacons TPP ou autres.
- Matière:
 - Tête en polyéthylène souple
 - Manche en polystyrène.
 - Spatule en polypropylène rigide pour applications particulières.
- Emballage unitaire.
- Stériles.
- Niveau d'endotoxines inférieur à 0,5 EU par ml.
- Pour usage général de laboratoire.
- Longueur manche: 30 cm.
- Largeur tête: 20 mm.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 150.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration