

Tubes de culture, 12 ml, tubes à fond rond en polystyrène

Réf. SPT-TCU12PS25



Tubes de culture, 12 ml,

- Tubes fond rond en polystyrène.
- Plage d'écriture et graduations sérigraphiées.
- Bouchon à deux positions permettant de travailler dans des conditions aérobies ou anaérobies.
- Stérilisés par irradiation.
- Diamètre (Ø): 17 mm.
- Hauteur: 100 mm.
- Conditionnement: Barquette de 25 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 500 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration