

Tube PCR 0,2 ml, cape plate, Maximum Recovery

Réf. AXY-PCR02MR



Microtubes MAXIMUM RECOVERY, 200 µl;

- Cape plate;
- Recommandés pour toutes les techniques d'amplification (type PCR®) ;
- Parois fines pour favoriser les échanges thermiques, raccourcir les cycles et donc améliorer le rendement ;
- S'adaptent sur la plupart des thermocycleurs ;
- En polypropylène ;
- Présentés en sacs refermables ;
- Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C ;
- Autoclavables à 121 °C (20 min.) ;
- Centrifugation: jusqu'à 10 000 g ;
- Conditionnement: Sac de 500 ;
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration