

Pcrack, rouge

Réf. SOC-PCRACK13



Pcrack, rouge;

- Portoir en polypropylène pour 96 tubes PCR de 0,2 ml, unitaires ou en barrettes (8 ou 12) ;
- Repérage alphanumérique ;
- Livré avec couvercle transparent avec repérage alphanumérique ;
- Dimensions avec couvercle L x l x h (mm) : 132 x 90 x 30 ;
- Utilisable de - 90 °C à + 121 °C ;
- Empilables ;
- Ancrage latéral possible ;
- Le pcrack est disponible en 6 coloris ;
- Conditionnement: Carton de 6 portoirs ;
- Conditionnement minimum de vente du pcrack rouge: 1 portoir.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N