


Cellule neubauer, simple, qualité standard Réf. SOC-CNBS



Cellule NEUBAUER, Simple, qualité standard :

- Livrées en boîtes individuelles avec 2 lamelles planées pour la qualité standard;
- Dimension de la grille: 3 x 3mm;
- Profondeur de la grille: $0,1 \pm 0,001$ mm;
- Volume total: 0,9 μ l;
- Surface du plus petit carrée: 0,0025mm².



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration