

Cellule nageotte, double, qualité standard Réf. SOC-CND



Cellule NAGEOTTE, Double, qualité standard;

- Livrées en boîte individuelle avec 2 lamelles planées pour la qualité standard;
- Dimension de la grille: 10 x 10mm;
- Profondeur de la grille: $0,5 \pm 0,003$ mm;
- Volume total: 50 μ l;
- Surface du plus petit carrée: 2,5mm².



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration