

## Cellule thoma, double, qualité standard Réf. SOC-CTD



Cellule THOMA, Double, qualité standard :

- Livrées en boîte individuelle avec 2 lamelles planées pour la qualité standard;
- Dimension de la grille: 1 x 1mm;
- Profondeur de la grille:  $0,1 \pm 0,001$ mm;
- Volume total: 0,1 $\mu$ l;
- Surface du plus petit carrée: 0,0025mm<sup>2</sup>.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration