

Centrifugeuse de paillasse à basse vitesse, Modèle TD4A

Réf. SOC-YGT-TD4A



Caractéristiques :

1. Largement utilisé en clinique et en laboratoire.
2. Moteur à fréquence sans balai pour le modèle TD4A qui se retrouve dans beaucoup de couple, sans besoin de maintenance, aucune poudre de pollution, rapide en accélération et décélération.
3. Système d'entraînement avec essieu flexible qui entraîne le rotor directement, fonctionne sans à-coups, faible bruit et peu de vibrations.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

4. Système de contrôle par micro ordinateur, affichage numérique du RCF, la durée, et la vitesse.
5. Verrouillage électrique du couvercle, design compact, ultra rapide, protection contre le déséquilibre.
6. La structure de la centrifugeuse est faite d'acier de haute qualité, chambre en acier inoxydable, sûr et fiable.

Paramètres techniques du TD4A :

Vitesse max	4000 tr/min	RCF max	2250xg
Volume max	6 x 50 ml	Bruit	< ou = 45 dBA
Minuteur	0 – 99 min	Poids net	23 Kg
Dimensions(HxDxW)	265x483x320 mm	Alimentation électrique	AC 220V, 50 Hz, 2A
Précision de la vitesse	+ ou – 10 tr/min	Emballage	Box en carton



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Rotors pour le TD4A :

No d'ordre	Type	Vitesse max (tr/min)	Volume max (ml)	RCF max (g)
TD4A	Centrifugeuse à basse vitesse	4000	6 x 50 ml	2250
NO31605	Rotor angulaire	4000	30 x 7/5 ml	2250
NO31604	Rotor angulaire	4000	18 x 10 ml	2250
NO31607	Rotor angulaire	4000	24 x 10 ml	2200
NO31602	Rotor angulaire	4000	12 x 15/7/5 ml	2150
NO31603	Rotor angulaire	4000	12 x 20 ml	2220
NO31606	Rotor angulaire	4000	6 x 50 ml	2100
NO32667	Rotor angulaire	4000	12 x 10 ml, tube d'évacuation	2150
			12 x 7 ml, adaptateur	
			12 x 5 ml, adaptateur	



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration