

Lamelles standards, ronde, Ø : 22 mm

Réf. SOC-LCO22



Lamelles standards, Ronde, Ø : 22 mm;

- Lamelles lavées, dégraissées, en verre blanc;
- Conformes à la norme ISO 8255;
- épaisseur régulière type #1 : 0,13 à 0,16mm;
- Lamelles livrées en boîte plastique les protégeant de la poussière et des chocs;
- Conditionnement: 10 boites 100 pièces;
- Condition minimum de vente: Carton 1000 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration