


Cônes filtre HighRecovery 10 µl, en rack stérile de 96

Réf. EDL-LAMBDA10LFRS



Cônes filtre HIGH RECOVERY 10 µl, en rack stérile de 96;

- Protègent la pipette de la contamination par aérosol;
- Présentés en racks à charnières filmées;
- Stérilisés par irradiation;
- Les cônes à filtre HIGH RECOVERY sont de couleur naturelle uniquement;
- Filtres en polyéthylène haute densité, de porosité 10 à 12 µ;
- Restituent la majorité de l'échantillon en cas de contact avec le filtre;
- Condition minimum de vente des cônes à filtre HIGH RECOVERY: 10 racks de 96.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N