

## Cône Diamond en vrac : 20-300 µl, longueur 52

Réf. GIL-F161730



Cônes DIAMOND en vrac: 20 - 300 µl, longueur: 52;

- En polypropylène pur;
- Sans colorant, ni additif;
- Propriété hydrophobe et faible pouvoir d'absorption;
- Autoclavables à 121 °C pendant 20 min;
- Sachet refermable de 1 000 cônes;
- Non stériles;
- Modèle D300;
- Conditionnement 10 x 1 000;
- Condition minimum de vente: 10 000 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration