

Cônes long naturel 0,5 à 10 µl, Type Gilson, en rack de 96

Réf. GIL-CC10LGR



Cônes CLINITIPS en rack: 0,5 – 10 µl, pointe coupée (ou droite).

- En polypropylène de couleur naturelle, exempt de cadmium,
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min.

Disponibles en:

- Rack pré-rempli,
- Rack + recharge: système UNIBOX,
- Adaptable sur les micropipettes,
- Type de collerette Gilson,
- En carton de 10 racks de 96,
- Condition minimum de vente: 960 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration