

## Cône 1 à 5 ml, Type Finntip-Sac de 250

Réf. LAB-C5MLLAB



Cônes CLINITIPS en vrac: 1000 - 5000 $\mu$ l, pointe coupée (ou droite)

- En polypropylène de couleur naturelle, exempt de cadmium,
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min,
- Disponibles en sachet polyéthylène (vrac),
- Adaptable sur les micropipettes,
- Type de collerette Labsystems,
- En carton de 8 sacs de 250,
- Condition minimum de vente: 250 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration