

Cône finntip en rack : 1 000-5 000 µl, longueur : 147, stériles

Réf. THE-5MLRSIVD



Cônes finntip en rack: 1 000 – 5 000 µl, longueur 147, stériles;

- En polypropylène "high grade" sans colorant ni trace de métaux;
- Surface hydrophobe évitant la rétention des liquides;
- Collerette = anneaux à relief négatif assurant une parfaite étanchéité;
- Stériles;
- Disponibles en sacs et / ou en boîtes (selon version);
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- Modèle: Finntip 5 ml;
- Condition minimum de vente: 5 racks de 54 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration